

Errata

En la revista Canarias Pediátrica 47-2, en la página 160 quinto párrafo **pone**:

“Tanto el sistema integrado Medtronic 780G como el de Tandem t: slimX2 pueden utilizarse en modo manual (en parada predictiva de hipoglucemia) en aquellos pacientes que no puedan utilizar por edad o dosis de insulina diaria total”

Y **debe poner**:

“En caso de que cualquiera de los sistemas sufriera pérdidas de conexión con el sistema de monitorización continua de glucosa o con la propia bomba, todos los sistemas funcionan en su versión “manual” /parada predictiva de hipoglucemia con sus ratios configuradas, así como sus basales horarias programadas”

